

Artikelnummer: Z 01216

Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für unsere **Kniebandage** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, besuchen Sie unseren Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist zur Anwendung am Bein geeignet.
- Geeignet zum Tragen beim Sport, Unterwegs oder Zuhause.
- Nutzen Sie den Artikel nur für den angegebenen Zweck. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Nichtbeachtung der Pflegehinweise entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

**Sicherheitshinweise**

- Erstickungsgefahr! Halten Sie den Artikel und das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- Das Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke geeignet. Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Hausarzt oder Orthopäden.
- Konsultieren Sie umgehend Ihren Hausarzt, sollten Sie anhaltende Schmerzen verspüren.
- Der Artikel ist nicht zur Behandlung von Knochenbrüchen oder Bänderissen etc. geeignet. Konsultieren Sie bei akuten Verletzungen Ihren Arzt.
- Bewahren Sie den Artikel außer Reichweite von Kindern und Tieren an einem trockenen, sauberen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort auf.

Material

80 % Chloropren-Kautschuk, 20 % Polyester

Pflege

Handwäsche



nicht bleichen



nicht im Trockner trocknen



nicht bügeln



nicht chemisch reinigen

Gebrauch

- Ziehen Sie die Bandage über den Fuß und hoch bis kurz unter Knie. Ziehen Sie die Klettverschlüsse fest. Der Akupressur-Punkt auf der Rückseite sollte auf der Rückseite der Wade sitzen.
- Der Artikel kann sowohl am linken als auch am rechten Bein getragen werden und ist für alle Größen geeignet. Beachten Sie dazu die Markierungen **L** für Links und **R** für Rechts auf der Bandage. Wenn Sie den Artikel am rechten Bein tragen, muss das **R** oben an der Kniebandage positioniert sein bzw. wenn Sie den Artikel am linken Bein tragen muss das **L** oben positioniert sein.
- Der Artikel kann sowohl unter als auch über der Kleidung getragen werden.

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Product number: Z 01216

Dear customer,
We are delighted that you have decided to purchase our **knee bandage**. If you have any questions, please contact our customer service via our website:

www.service-shopping.de

Proper use

- The product is suitable for application on the leg.
- Suitable to be worn when doing sports, on the go or at home.
- Only use the product for the intended purpose. Any other use is deemed improper.
- Defects caused by improper handling, damage or failure to observe the care notes are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.

**Safety notes**

- Risk of suffocation! Keep the product and the packaging material away from children and animals.
- The product is not suitable for therapeutic applications. Consult your family doctor or orthopaedist before application.
- If you feel persistent pain, immediately consult your family doctor.
- The product is not suitable for treating bone fractures or torn ligaments etc. Consult your physician in case of acute injuries.
- Store the product in a dry, clean area that is out of the reach of children and animals and that is not exposed to direct sunlight.

Material

80 % chloroprene rubber, 20 % polyester

Care

Hand wash



Do not bleach



Do not dry in the dryer



Do not iron



Do not dry clean

Use

- Pull the bandage over your foot and up to just below your knee. Tighten the Velcro straps. The acupressure point on the back should now rest on the back of your calf.
- The product can be worn both on the left and right leg and is suitable for all sizes. Observe the marks **L** for the left leg or **R** for the right leg in this respect. If you wear the product on your right leg, the **R** must be positioned on the top of the knee bandage and if you wear the product on your left leg, the **L** must be positioned on the top.
- The product can be worn both under and over your clothes.

Disposal

The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.

Kundenservice/Importeur | Customer Service/Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland (Germany) • ☎ +49 38851 314650 *)

*) 0 - 30 Ct. / Min in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter. | Calls subject to a charge. The cost varies depending on the service provider.

Alle Rechte vorbehalten. | All rights reserved.

01216_V1_06_2015

Numéro de référence : Z 01216

Cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter notre **bandage de genou**. Si vous aviez des questions, veuillez aller sur le site Internet de notre service après-vente :

www.service-shopping.de

Utilisation adéquate

- L'article sert à être appliqué sur la jambe.
- Il peut être porté au sport, pendant la marche ou à la maison.
- Utilisez l'article uniquement dans le but indiqué. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.
- Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou un non-respect des consignes d'entretien. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.






⚠ Consignes de sécurité

- Risque d'asphyxie ! Gardez l'article et le matériel d'emballage éloignés des enfants et des animaux.
- Il ne convient pas à des buts thérapeutiques. Veuillez consulter votre médecin traitant ou votre orthopédiste avant l'utilisation.
- Si vous veniez à sentir des douleurs persistantes, consultez immédiatement votre médecin traitant.
- L'article n'est pas destiné à traiter les os cassés ou les déchirures de ligaments etc. En cas de blessures graves, veuillez consulter votre médecin.
- Rangez l'article hors de portée des enfants et des animaux dans un endroit sec, propre et protégé contre les rayons directs du soleil.

Matière

80 % de caoutchouc chloroprène, 20 % de polyester


Entretien

- | | |
|---|---|
|  lavage à la main |  Ne pas blanchir |
|  ne pas sécher dans un séchoir |  Ne pas repasser |
|  nettoyage chimique interdit | |

Utilisation

- Passez le bandage par dessus le pied et remontez-le jusqu'au genou. Tirez sur les fermetures à Velcro®. Le point d'acupuncture au dos doit être placé au dos du mollet.
- L'article peut être utilisé aussi bien sur la jambe gauche que sur la jambe droite et convient à toutes les tailles. Respectez bien les marques **L** pour gauche et **R** pour droite sur le bandage. Si vous portez l'article sur la jambe de droite, le **R** doit être positionné au-dessous du bandage respectivement si vous l'utilisez sur la jambe de gauche, le **L** doit être positionné au-dessous.
- L'article peut être porté aussi bien sous que sur des habits.

Élimination

-  Le matériel d'emballage est recyclable. Éliminez l'emballage en respectant l'environnement et apportez-le au service de recyclage.

Artikelnummer: Z 01216

Geachte klant,

We zijn blij dat u hebt gekozen voor onze **kniebandage**. Hebt u vragen, contacteer dan onze klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de

Reglementair gebruik

- Het artikel is bestemd voor het gebruik op het been.
- Geschikt om te dragen bij de sport, onderweg of thuis.
- Gebruik het artikel alleen voor het aangegeven doel. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk gebruik.
- De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of niet-naleving van de onderhoudsinstructies. Dit geldt ook voor de normale slijtage.






⚠ Veiligheidsinstructies

- Verstikkingsgevaar! Houd het artikel en het verpakkingsmateriaal weg van kinderen en dieren.
- Het product is niet geschikt voor therapeutische doeleinden. Raadpleeg voor gebruik uw huisarts of een orthopedist.
- Raadpleeg meteen uw huisarts als u aanhoudende pijn hebt.
- Het artikel is niet geschikt voor de behandeling van botbreuken of gescheurde gewrichtsbanden etc. Consulteer uw arts bij acute letsels.
- Bewaar het artikel buiten het bereik van kinderen en dieren op een droge, schone en tegen directe zonnestralen beschermde plaats.

Materiaal

80 % chloropreenrubber, 20 % polyester


Onderhoud

- | | |
|--|---|
|  handwas |  niet bleken |
|  niet in de droogtrommel drogen |  niet strijken |
|  niet chemisch reinigen | |

Gebruik

- Trek de bandage over de voet naar omhoog tot kort onder de knie. Trek de klittenbandsluitingen vast. Het acupressuurpunt op de achterzijde moet op de achterzijde van de kuit zitten.
- Het artikel kan zowel aan het linker alsook het rechter been worden gedragen en is geschikt voor alle afmetingen van benen. Houd hierbij rekening met de markeringen **L** voor links en **R** voor rechts op de bandage. Als u het artikel aan het rechter been draagt, moet de markering **R** boven geplaatst zijn of als u het artikel aan het linker been draagt, moet de markering **L** boven geplaatst zijn.
- Het artikel kan zowel onder als ook boven kleding worden gedragen.

Verwijdering

-  Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.

Service après-vente/importateur | Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland (Allemagne | Duitsland) • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Appel payant. Coût variable selon le prestataire. | Niet gratis. Kosten variëren per aanbieder.

Tous droits réservés. | Alle rechten voorbehouden.

01216_V1_06_2015