

## Anleitung

Artikelnummer: Z 07402

Sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für unsere **Knöchelbandage** entschieden haben.

Sollten Sie Fragen haben, besuchen Sie unseren Kundenservice über unsere Webseite: [www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist zur kurzzeitigen Stabilisierung des Sprunggelenkes geeignet.
- Das Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke geeignet. Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Hausarzt oder Orthopäden.
- Der Artikel kann sowohl am linken als auch am rechten Fuß getragen werden und eignet sich für alle Fußgrößen.
- Geeignet zum Tragen beim Sport, beim Laufen oder Zuhause.
- Nutzen Sie den Artikel nur für den angegebenen Zweck. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Nichtbeachtung der Pflegehinweise entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.



### Sicherheitshinweise

- Erstickungsgefahr! Halten Sie den Artikel und das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- Der Artikel ist nur zur kurzzeitigen Unterstützung des Sprunggelenkes, nicht aber für therapeutisch-medizinische Zwecke, geeignet. Konsultieren Sie bei anhaltenden Schmerzen Ihren Arzt.
- Der Artikel ist nicht zur Behandlung von Knochenbrüchen oder Bänderrissen etc. geeignet. Konsultieren Sie bei akuten Verletzungen Ihren Arzt.

- Bewahren Sie den Artikel außer Reichweite von Kindern und Tieren an einem trockenen, sauberen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort auf.

### Material

55 % Polyester, 30% Kupferfaser, 15% Elasthan

### Pflege



Handwäsche



nicht bleichen



nicht im Trockner trocknen



nicht bügeln



nicht chemisch reinigen

### Anziehen



#### ACHTUNG!

- Die Bandage darf nur kurzzeitig angewendet werden. Für eine dauerhafte Anwendung ist sie nicht geeignet.
- Sollten Sie Schmerzen während der Anwendung verspüren, legen Sie das Produkt ab und konsultieren Sie ggf. Ihren Arzt.

1. Ziehen Sie die Bandage über den Fuß. Die Ferse soll dabei in der Aussparung der Bandage sitzen.

### Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Importeur/Kundenservice:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland  
Tel.: +49 38851 314650 \*)

\*) 0–30 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Alle Rechte vorbehalten.

Z 07402\_V1

## Instructions

Product number: Z 07402

Dear customer,

We are delighted that you have decided to purchase our **ankle bandage**.

If you have any questions, please contact our customer service via our website: [www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

### Proper use

- The product is suitable for short-time stabilising the ankle joint.
- The product is not suitable for therapeutic purposes. Consult your GP or orthopaedist before using the product.
- The product can be worn both on the left and right foot and is suitable for all foot sizes.
- Suitable to be worn when doing sports, running or at home.
- Only use the product for the intended purpose. Any other use is deemed improper.
- Defects caused by improper handling, damage or failure to observe the care notes are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.








### Safety instructions

- Risk of suffocation! Keep the product and the packaging material away from children and animals.
- The product is only intended to support the ankle joint for short time. It is not suitable for therapeutic or medical applications. Consult your physician in case of persistent pain.
- The product is not suitable for treating bone fractures or torn ligaments etc. Consult your physician in case of acute injuries.
- Store the product in a dry, clean area that is out of the reach of children and animals and that is not exposed to direct sunlight.

### Material

55 % polyester, 30 % copper fibre, 15 % elastane

### Care

- |   |                         |   |               |
|---|-------------------------|---|---------------|
|  | Hand wash only          |  | Do not bleach |
|  | Do not dry in the dryer |  | Do not iron   |
|  | Do not dry clean        |   |               |

### Putting on the bandage



#### CAUTION!

- The bandage may only be used for a short period of time. It is not suitable for constant use.
- If you experience any pain while using the product, take it off and consult your doctor if necessary.

1. Pull the bandage over your foot. The heel is intended to sit in the recess of the bandage.

### Disposal



The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.

Importer/customer service:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany  
Tel.: +49 38851 314650 \*)

\*) Calls subject to a charge.

All rights reserved.

Z 07402\_V1

## Notice

Numéro de référence : Z 07402

Cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter notre **bandage de cheville**. Si vous aviez des questions, veuillez aller sur le site Internet de notre service après-vente :

**[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)**

### Utilisation adéquate

- L'article sert à la stabilisation des articulations de la cheville à court terme.
- Le produit n'est pas adapté à des fins thérapeutiques. Consultez votre médecin ou un orthopédiste avant de vous servir de la ceinture.
- L'article peut être utilisé aussi bien pour le pied gauche que pour le pied droit et convient à toutes les tailles de pied.
- Il peut être porté au sport, pendant la marche ou à la maison.
- Utilisez l'article uniquement dans le but indiqué. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.
- Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou un non-respect des consignes d'entretien. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.



### Consignes de sécurité

- Risque d'asphyxie ! Gardez l'article et le matériel d'emballage éloignés des enfants et des animaux.
- L'article est uniquement destiné à soulager la cheville à court terme et n'a aucune fonction thérapie-médicale. En cas de douleurs persistantes, veuillez consulter votre médecin.
- L'article n'est pas destiné à traiter les chevilles cassées ou les déchirures de ligaments etc. En cas de blessures graves, veuillez consulter votre médecin.

- Rangez l'article hors de portée des enfants et des animaux dans un endroit sec, propre et protégé contre les rayons directs du soleil.

### Matières

55 % polyester, 30 % fibre de cuivre, 15% élasthanne

### Entretien



lavable à la main



ne pas blanchir



ne pas sécher dans un séchoir



ne pas repasser



nettoyage chimique interdit

### Passer l'article



#### ATTENTION !

- La bandage doit être utilisée sur de brefs intervalles de temps uniquement. Elle n'est pas appropriée à un port permanent.
- Si vous ressentez des douleurs lors du port, enlevez immédiatement la ceinture et consultez votre médecin si nécessaire.

1. Passez le bandage sur le pied. Le talon est destiné à s'asseoir dans le creux de la bande.

### Élimination



Le matériel d'emballage peut être réutilisé. Éliminez l'emballage en respectant l'environnement et apportez-le au service de recyclage.

Importateur/Service après-vente :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne  
Tél. : +49 38851 314650 \*)

\*) Appel payant.

Tous droits réservés.

Z 07402\_V1

## Handleiding

Artikelnummer: Z 07402

Geachte klant,

We zijn blij dat u hebt gekozen voor onze **bandage voor de kneukel**.

Hebt u vragen, contacteer dan onze klantenservice via onze website: [www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

### Reglementair gebruik

- Het artikel is geschikt voor de stabilisering van de spronggewricht voor korte tijd.
- Het product is niet geschikt voor therapeutische doeleinden. Raadpleeg vóór de toepassing uw huisarts of orthopeed.
- Het artikel kan zowel aan de linker alsook de rechter voet worden gedragen en is geschikt voor alle afmetingen van voeten.
- Geschikt om te dragen bij de sport, het stappen of thuis.
- Gebruik het artikel alleen voor het aangegeven doel. Elk ander gebruik geldt als onreglementair.
- De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of niet-naleving van de onderhoudsinstructies. Dit geldt ook voor de normale slijtage.



### Veiligheidsinstructies

- Verstikkingsgevaar! Houd het artikel en het verpakkingsmateriaal weg van kinderen en dieren.
- Het artikel is alleen geschikt voor de ondersteuning van de spronggewricht voor korte tijd, niet voor therapeutisch-medische doeleinden. Consulteer uw arts als de pijn aanhoudt.
- Het artikel is niet geschikt voor de behandeling van botbreuken of gescheurde gewrichtsbanden etc. Consulteer uw arts bij acute letsels.

- Bewaar het artikel buiten het bereik van kinderen en dieren op een droge, schone en tegen directe zonnestralen beschermde plaats.

### Materiaal

55 % polyester, 30 % koperen fibre, 15% elasthan

### Onderhoud



hand wassen



niet bleken



niet in de droogtrommel drogen



niet strijken



niet chemisch reinigen

### Aantrekken



#### OPGELET!

- De bandage mag slechts kortstondig worden toegepast. Voor een langdurige toepassing is hij niet geschikt.
- Mocht u pijn tijdens de toepassing bespeuren, doe het product dan af en raadpleeg eventueel uw arts.

1. Trek de bandage over de voet. De hak is bedoeld om te zitten in de uitsparing van de bandage.

### Verwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.

Importeur/Klantenservice:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland  
Tel.: +49 38851 314650 \*)

\*)Niet gratis.

Alle rechten voorbehouden.

Z 07402\_V1